

# Rechargeable medical battery

## Batterie médicale rechargeable

## Batería médica recargable

### MAIN INFORMATION | INFORMATIONS GÉNÉRALES | INFORMACIÓN GENERAL



© ENIX ENERGY photo

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Brand   Marque   Marca                               | <b>GE Healthcare</b>                  |
| Type of battery   Type de batterie   Tipo de batería | <b>Original / Origine / Originale</b> |
| Application   Application   Aplicación               | <b>Monitor / Moniteur / Monitor</b>   |
| Technology   Technologie   Tecnología                | <b>Lithium-ion</b>                    |
| Voltage   Tension   Tensión                          | <b>10,8V</b>                          |
| Capacity   Capacité   Capacidad / Voltaje            | <b>3800mAh</b>                        |
| Energy   Énergie   Energía                           | <b>41040Wh</b>                        |

\*Generic discharge value for the battery chemistry (not model-specific) | \*Valeur générique de décharge propre à la technologie (non spécifique au modèle) | \*Valor genérico de descarga asociado a la tecnología (no específico del modelo)

#### ← DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES →

Length | Longueur | Longitud    Width | Largeur | Anchura    Height | Hauteur | Altura  
**15cm**                                    **2,1cm**                                    **5,7cm**



Weight Battery  
Poids batterie | Peso  
**330g**



Ean code | Code Ean  
Codigo Ean  
**3660766594358**

### COMPATIBLE PRODUCTS\* / PRODUITS COMPATIBLES\* / PRODUCTOS COMPATIBLES\*

PART NUMBER | PART NUMBER | PART NUMBER

**2062895001**  
**2062895-001**

FIT MODEL | MARQUES MODÈLES | MARCAS Y MODELAS

**GE / Moniteur Carescape B450**  
**Hellige / Marquette / Moniteur Carescape B450**  
**GE Healthcare / Datex Ohmeda / Carescape B450**  
**Hellige / Marquette / Carescape B450**

OUTLINE SAFETY WARNING: USE ONLY WITH IN THE ALLOWED PARAMETERS. Do not short circuit or over-load the battery. Charge only using an approved charger designed specifically to charge this battery. Do not heat above maximum temperatures indicated. Never crush, mutilate, puncture or abuse the battery. Do not dismantle the pack or disable any of the protective devices or circuits. DO NOT USE THE BATTERY IF YOU SUSPECT IT MAY BE FAULTY OR DAMAGED. No document or design may be copied or used for commercial purposes without written permission of Enix Energies. Users must satisfy themselves, by means of testing etc., that products are suitable for their application. Data in this document is for general guidance only; consult cell manufacturers data for definitive information. Information is given free of charge and in good faith, but no responsibility can be accepted for any errors or omission or costs or losses or liabilities arising from the use of this information. All business is conducted to Enix Energies terms and conditions only.